


La Morgan mor-FLEX Lens


MT6673

MOR04012-ES Rev B


El sistema de irrigación ocular de manos libres más cómodo, eficaz y fácil de usar del mundo.




La Morgan Lens: utilizada en más del 90 % de los hospitales de EE. UU. durante el tratamiento de emergencia de quemaduras oculares (químicas o actínicas) o al extraer cuerpos extraños no incrustados. *Inicie siempre un flujo mínimo ANTES de la inserción.*



Proporciona un flujo continuo de solución a todas las regiones del ojo y a la parte interior de los párpados, incluso mientras los ojos están bien cerrados.



El tratamiento se inicia en menos de 20 segundos; su diseño sencillo y directo requiere una formación mínima.




Permite al personal médico atender otras lesiones o transportar al paciente sin interrupciones.



morganlens.com es el sitio web que tiene a su disposición para obtener más información sobre la irrigación ocular de emergencia con la Morgan Lens o para obtener información general sobre la irrigación ocular y las lesiones oculares.

La Morgan Lens, el Morgan Lens Delivery Set y Medi-Duct se combinan para ofrecer el sistema de irrigación ocular con manos libres más eficaz que hay disponible hasta el momento.



MT6673

Morgan mor-FLEX®

Lens proporciona irrigación ocular «manos libres» y/o medicación a la córnea y la conjuntiva. Morgan Lens puede utilizarse durante horas, o incluso días, proporcionando el tratamiento continuo que muchas veces se necesita para curar heridas graves provocadas por agentes químicos.



MT202

El Morgan Lens Delivery Set®

permite la irrigación simultánea de ambos ojos. En lugar de perder su valioso tiempo y dinero en sistemas intravenosos separados, el Morgan Lens Delivery Set se puede conectar a una o dos Morgan Lens.



MT63

El Medi-Duct®

es un sistema de gestión de fluidos oculares diseñado para lograr que la irrigación con la Morgan Lens sea incluso más cómoda. Su mecha superabsorbente absorbe y elimina la solución usada para la irrigación del paciente para facilitar su recogida y eliminación.

The Morgan Lens
MorTan Inc.

800-423-8659 P.O. Box 8719, Missoula, MT 59807 USA
329 East Pine Street, Missoula, MT 59802 USA **T:** 406-728-2522
F: 406-728-9332 **E:** mortan@morganlens.com

